

文件名: lnd 或者可以 mv 为自己喜欢的名称, 是一个可执行的二进制文件

执行方式: ./lnd

报错: cannot execute binary file 说明文件和操作系统不是同一平台, 联系提供方案  
要对应平台可执行文件

报错: Permission denied 说明文件没有可执行权限, chmod +x lnd 增加  
可执行权限

./lnd 可打印帮助信息, 提供 login, list, cp, status 命令

具体命令执行方式:

./lnd login -u 用户名 -p 密码 :直接登录

./lnd login -u 用户名 -p :回车后输入密码, 这是隐藏密码的方式

```
./lnd login -u admin -p pass123
```

./lnd list :列举用户根目录

./lnd list oss:// 目录名称 :列举目录下的所有文件

下载命令的帮助信息

```
[MacBook-Pro-61:ks3 Bernie$ ./lnd cp -h
cp oss://file local 或 cp local/file oss://remote

Usage:
  nd cp [flags]

Flags:
  -b, --bs int      断点续传块大小(单位为M),默认10M
  -d, --dir         下载文件夹
  -h, --help       help for cp
  -r, --norange    不启用断点续传功能(默认开启)
```

```
MacBook-Pro-61:ks3 Bernie$ ./lnd list
oss://CP2018091205463
```

```
MacBook-Pro-61:ks3 Bernie$ ./lnd list oss://CP2018091205463
- July 1 21:37 1194966562 /C101SC18061155/A00191/P101SC18061155-01/P101SC18061155-01-F009/clean_data/YF2014008-4_L1_1.fq.gz
- July 1 21:37 1183061003 /C101SC18061155/A00191/P101SC18061155-01/P101SC18061155-01-F009/clean_data/YF2014008-4_L1_2.fq.gz
- July 1 21:37 1206107166 /C101SC18061155/A00191/P101SC18061155-01/P101SC18061155-01-F009/clean_data/YF2014008-4_L2_1.fq.gz
- July 1 21:37 1194307653 /C101SC18061155/A00191/P101SC18061155-01/P101SC18061155-01-F009/clean_data/YF2014008-4_L2_2.fq.gz
- July 1 21:37 1202250395 /C101SC18061155/A00191/P101SC18061155-01/P101SC18061155-01-F009/clean_data/YF2014008-4_L3_1.fq.gz
- July 1 21:37 1190393244 /C101SC18061155/A00191/P101SC18061155-01/P101SC18061155-01-F009/clean_data/YF2014008-4_L3_2.fq.gz
- July 5 15:13 4659295 /C101SC18061155/A00191/P101SC18061155-01/P101SC18061155-01-F009/clean_data/nd.tar.gz
```

`./lnd cp oss:// 目录/文件 本地目录` : 下载文件 到 本地, 下载目录命令不能下载根目录

`./lnd cp -d oss:// 一个目录 本地目录` : 下载一个目录到本地

```
MacBook-Pro-61:ks3 Bernie$ ./lnd cp -d oss://CP2018091205463/C101SC18061155/A00191/
YF2014008-4_L1_1.fq.gz 0% [ ] 5.22 MB/1.19 GB
```

```
MacBook-Pro-61:ks3 Bernie$ ./lnd cp oss://CP2018091205463/C101SC18061155/A00191/P101SC18061155-01/P101SC18061155-01-F009/clean_data/nd.tar.gz .
nd.tar.gz 10% [=====] 477 KB/4.66 MB
```

`./lnd status` : 查看用户的登录状态

下载目录命令 `./lnd cp oss:// 目录 .` 此命令不能下载根目录及您权限内分期以上的目录

```
MacBook-Pro-61:ks3 Bernie$ ./lnd cp oss://CP2018091205463 .
2019/07/10 17:20:17 User: P101SC18061155-01-F009 is not authorized to perform: netdrive:RequestDownload.
MacBook-Pro-61:ks3 Bernie$
```